

Novosti - Izkušnje - Pobude

ALUPLAST



Aluplast je izdelek iz celulozne vate, na katero je pritrjen sloj aluminija. Uporablja se predvsem za zdravljenje vseh vrst opeklin. Njegovo prednost priznavajo mnoge strokovne zdravstvene ustanove Slovenije in večji medicinski centri Jugoslavije.

Ne zlepi se z rano, kar je ob previjanju vsekakor izrednega pomena.

Zelo dobro vpija sekrete okuženih in neokuženih ran, rane same pa zaradi tega hitreje epitelizirajo.

Infekcija, če se sploh pojavi, se širi zelo počasi zaradi baktericidnega učinka »Aluplasta«.

Ker se ne zleplja z rano, je previjanje občutno manj boleče, granulirajoča površina se ne poškoduje in tako ne pride do ponovnih krvavitev. To je zlasti pomembno pri večjih površinskih ranah, ki spontano epitelizirajo.

Po informacijah iz ambulante jeseniške »Železarne« se zdravljenje opeklin 2. in 3. stopnje zelo skrajša, če uporabljamo »Aluplast«. Dosedanje eno ali dvome-sečno zdravljenje se skrajša na 2 do 3 tedne. To je zelo velikega pomena za bolnike kakor tudi za delovno organizacijo.

Uporabnost tega preparata je zelo široka: v vseh vejah kirurgije, za prekrivanje aseptičnih ran operativnih posegov, v travmatologiji, še posebno pa v plastični kirurgiji pri opeklinah 2. in 3. stopnje. »Aluplast« se v plastični kirurgiji uporablja tudi za prekrivanje obsežnejših ran, kakršne ostanejo po odvzemu prostih kožnih transplantatov.

Zaradi že omenjenega baktericidnega delovanja in lastnosti, da se z rano ne zlepi, se »Aluplast« lahko uporablja tudi kot ovoj za prvo pomoč pri opeklinah.

Aluplast komprese so izdelane v naslednjih dimenzijah in omotih:

Aluplast komprese za zdravljenje velikih površin: 35 × 45, 40 × 60, 60 × 80.

Za individualno uporabo sterilne aluplast komprese: škatle po 10 kosov 5 × 9, 10 × 9 in 15 × 9.

Aluplast izdeluje Tovarna sanitetnega materiala, Domžale.